

寝たまま使える〈装着式集尿器〉

ガンディコリナー

ひと手をかりずに、寝たまま排尿。




— 質の高い、より快適なケアを —

ひと手をかりずに、寝たまま排尿。



ダンディユリナーは装着式の
男性用集尿器です。

臥位(仰向き/横向き)で使用可。
うつ伏せは不可。



※15cm以上の高低差が必要です。



やさしさのカタチ

心地よい装着感と自然な排尿。
 いつでも快適な睡眠を
 提案いたします。

レシーバー Receiver



肌にやさしい
 医療グレードのシリコン




密着しない
 波うち多孔の通気構造



柔らかい
 触感さらさら、軽量




スムーズな流れ、
 2段式の逆流防止



流れを確保する曲線



クッション性も兼ねた
 逆流防止のかえし



やさしくシールする
 肉薄の逆流防止膜

専用ガーター Garter



腰上げ不要、フリー調整

集尿タンク Tank



安心の大容量(2.8ℓ)



持ちやすく、
 捨てやすいグリップ



セット内容 set content



- ◆レシーバー(受尿器)
- ◆導尿チューブ 1.5m
- ◆集尿タンク 2.8ℓ
- ◆キャップ
- ◆専用ゲーター
- ◆逆流防止膜
- ◆吸水シート
- ◆洗浄ブラシ

※ 部品単位でお求めいただくことも可能です。

仕様 Technical Parameter

※仕様は予告なく変更になる場合がございます

商品名 ダンディユリナー
型番 AS-DUR010

レシーバー 寸法/W5.8 x D13.5 x H6.0cm 重量:約70g
集尿タンク 寸法/W30 x D24 x H11cm 重量:約390g

サービス & サポート Service & Support



医療機器事業部 TEL 052-684-6829

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
FAX (052) 671-5196

E-Mail medical@asahi-sg.co.jp
<http://www.asahi-sg.co.jp/>